


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sf1 Para Wb Y Elisa - Q15637

Número de artículo: CM0029095



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de empalme 1 humano (SF1/BBP/ZFM1), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación del empalme de mRNA y la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SF1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BBP; MBBP; ZFM1; ZNF162; D115636; ZCCHC25; SF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7536
GeneID	7536
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 del SF1 humano (NP_973727.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15637
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo