


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sf3A1 Para Wb, Elisa - Q15459

Número de artículo: CM0028822



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SF3A1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la subunidad 1 del factor de empalme 3A, esencial para el ensamblaje del espliceosoma y el empalme del pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SF3A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PRP21; PRPF21; SAP114; SF3A120; SF3A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10291
GeneID	10291
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 715-785 del SF3A1 humano (Q15459)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q15459
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo