


Anticuerpo Policlonal Anti-Sf3A3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12874

Número de artículo: CM0028032



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-SF3A3 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con SF3A3 de humano, ratón y rata, una subunidad del factor de splicing de 59 kDa del U2 snRNP. Adecuado para investigación en procesamiento de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SF3A3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10946
ID del Gen	10946
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 292-501 de SF3A3 humana (NP_006793.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12874
Peso de la Proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo