


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sf3A3 Para Wb, Elisa - Q12874

Número de artículo: CM0003944



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SF3A3 para WB y ELISA, que reconoce el SF3A3 humano y de ratón (59 kDa). Herramienta esencial para la investigación del espliceosoma y estudios de empalme de pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SF3A3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10946
GeneID	10946
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del SF3A3 humano (Q12874)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q12874
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo