

Anticuerpo Monoclonal Anti-Sf3B1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075533

Número de artículo: CM0011698



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra SF3B1 humano, el factor de empalme U2 snRNP. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para la investigación del espliceosoma y el procesamiento de pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SF3B1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; SF3B1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23451
ID de Gen	23451
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del SF3B1 humano (075533).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075533
Peso Proteico	146kDa
Envío	Bolsa de hielo