

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sf3B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75533

Número de artículo: CM0023426



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SF3B1 validado para WB, IF/ICC, ELISA; detecta SF3B1 humano, ratón y rata (subunidad 1 del factor de empalme 3B, ~146kDa). Ideal para la investigación del espliceosoma y el empalme de pre-mRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SF3B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; SF3B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23451
GeneID	23451
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-144 del SF3B1 humano (NP_001005526.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75533
Peso Proteico	146kDa
Envío	Bolsa de hielo