

Anticuerpo Monoclonal Anti-Sf3B3/Sap130 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15393

Número de artículo: CM0008427



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano SF3B3/SAP130 validado en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta SF3B3 humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de empalme (splicing) y estudios del espliceosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SF3B3/SAP130 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RSE1; SAP130; SF3b130; STAF130; SF3B3/SAP130
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23450
GeneID	23450
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1101-1217 del SF3B3/SAP130 humano (Q15393)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15393
Peso Proteico	136kDa
Envío	Bolsa de hielo