


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sf3B4 Para Wb Y Elisa - Q15427

Número de artículo: CM0023810



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SF3B4 validado para WB y ELISA con muestras humanas, de ratón y de rata. Dirigido al factor de empalme 3B subunidad 4 para investigación del espliceosoma - Q15427.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SF3B4
Observaciones/Alias	AFD1; Hsh49; SAP49; SF3b49; SF3B4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10262
GeneID	10262
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de SF3B4 humano (NP_005841.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15427
Peso Molecular de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo