


Anticuerpo Monoclonal Anti-Sfpq Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23246

Número de artículo: CM0004430



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SFPQ de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige al factor de empalme rico en prolina y glutamina involucrado en el empalme de pre-mRNA, la regulación transcripcional y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SFPQ Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PSF; POMP100; PPP1R140; SFPQ
Especie	Humano
ID de Gen	6421
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-707 del SFPQ humano (P23246).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23246
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo