


Anticuerpo Policlonal Anti-Sfpq Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23246

Número de artículo: CM0013886



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SFPQ (PSF) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Peso molecular: 76 kDa. Adecuado para investigación en splicing y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SFPQ Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PSF; POMP100; PPP1R140; SFPQ
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6421
ID del Gen	6421
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 578-707 de la SFPQ humana (NP_005057.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23246
Peso de la Proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo