

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sfrp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N474

Número de artículo: CM0025081

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SFRP1 validado para WB, IHC-P, ELISA en muestras humanas y de ratón. Dirigido contra la proteína 1 relacionada con frizzled secretada, un modulador de la señalización Wnt, para investigación en crecimiento celular y diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SFRP1 Rabbit pAb
Notas / Alias	FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1
Especie	Humana
ID del gen	6422 (Humana)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-314 de SFRP1 humana (NP_003003.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q8N474
Peso molecular de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo