

Anticuerpo Policlonal Anti-Sfrp2 Para Wb Y Elisa - Q96Hf1

Número de artículo: CM0027405

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SFRP2 humano, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón; ideal para investigación en señalización Wnt y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SFRP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FRP-2; SARP1; SDF-5; SFRP2
Especie	Humano
GeneID	6423
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-295 de SFRP2 humano (NP_003004.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q96HF1
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo