

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sfrp4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Fhj7

Número de artículo: CM0026254

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SFRP4 para WB, IF/ICC y ELISA. Reactividad confirmada con Humano, Ratón, Rata. Una herramienta valiosa para investigar la modulación de la vía Wnt y el desarrollo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SFRP4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6424
GeneID	6424
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-346 de SFRP4 humana (NP_003005.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6FHJ7
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo