

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sfrp5 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q5T4F7

Número de artículo: CM0021966

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SFRP5 humano (SARP3, FRP-1b). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización Wnt y desarrollo biológico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	pAb de conejo contra SFRP5
Notas/Alias	SARP3; SFRP5
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6425
GenelD	6425
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-317 de la proteína SFRP5 humana (NP_003006.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5T4F7
Peso molecular de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo