

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sfswap Para Wb Y Elisa - Q12872

Número de artículo: CM0021659



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SFSWAP validado para Western blot y ELISA. Dirigido contra el factor de corte y empalme humano SFSWAP (SWAP/SFRS8), un regulador del corte y empalme alternativo. Inmunógeno recombinante. Para investigación del procesamiento del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SFSWAP pAb de conejo
Observaciones/Alias	SWAP, SFRS8, SFSWAP
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6433
ID del gen	6433
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-280 de SFSWAP humano (NP_004583.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q12872
Peso de la proteína	105 kDa
Envío	Bolsa de hielo