

Anticuerpo Policlonal Anti-Sftpa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwl2

Número de artículo: CM0029317

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SFTPA1 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación del surfactante pulmonar, estudios de reconocimiento de patógenos y proteinosis alveolar. Herramienta fiable para la inmunidad innata y la función pulmonar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SFTPA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPA, ILD1, PSAP, PSPA, SP-A, SPA1, PSP-A, SFTP1, SP-A1, COLEC4, SFTPA1B, SP-A1 beta, SP-A1 delta, SP-A1 gamma, SP-A1 epsilon, SFTPA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	653509
GeneID	653509
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 122-221 del SFTPA1 humano (NP_005402.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IWL2
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo