

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sftpa1 Para Wb - Q8IWL2/Q8IWL1

Número de artículo: CM0024061

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SFTPA1 humana, validado para Western blot. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigación de surfactante pulmonar, inmunidad innata y enfermedades respiratorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SFTPA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPA; ILD1; PSAP; PSPA; SP-A; SPA1; PSP-A; SFTP1; SP-A1; COLEC4; SFTPA1B; SP-A1 beta; SP-A1 delta; SP-A1 gamma; SP-A1 epsilon; SFTPA1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	653509/729238
GeneID	653509/729238
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-248 de SFTPA1 humana (NP_001158116.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q8IWL2/Q8IWL1
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo