


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sftpc Para Wb, If-P, Elisa - P11686

Número de artículo: CM0007062



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína surfactante C humana (SFTPC) validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de enfermedades respiratorias y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SFTPC Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	6440
Inmunógeno	Proteína recombinante de la proteína surfactante c/SP-C humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P11686
Peso Molecular de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo