


Anticuerpo Policlonal Anti-Sftpc De Conejo Para Wb, Ihc, If, Elisa - P11686

Número de artículo: CM0020357



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína SFTPC humana (proteína surfactante C) para WB, IHC, IF y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. 21 kDa. Ideal para investigación de enfermedades pulmonares y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SFTPC Conejo pAb
Observaciones/Alias	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6440
ID de Gen	6440
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-197 de SFTPC humano (NP_003009.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11686
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo