


Anti-Sftpc Conejo Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11686

Número de artículo: CM0008894



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo de alta especificidad contra SFTPC humano (proteína surfactante C). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. PM 21 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SFTPC Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	6440
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 91-190 de SFTPC humano (NP_003009.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P11686
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo