


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sftpd (Proteína D Del Surfactante) Para Wb Y Elisa - P35247

Número de artículo: CM0007366



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la SP-D humana, validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Es una herramienta esencial para el estudio de la inmunidad innata pulmonar y la biología del surfactante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SFTPD Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SP-D; PSP-D; SFTP4; COLEC7; SFTPD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6441
GeneID	6441
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintetizado derivado de la proteína D del surfactante humana/SP-D
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P35247
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo