

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sfxn1 Para Wb Y Elisa - Q9H9B4

Número de artículo: CM0014195

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la SFXN1 humana, un transportador mitocondrial de serina crucial para el metabolismo de un carbono. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en transporte de aminoácidos y función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SFXN1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TCC; SLC56A1; SFXN1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	94081
ID del Gen	94081
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 87-322 de la SFXN1 humana (NP_073591.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H9B4
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo