

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sfxn2 Para Wb Y Elisa - Q96Nb2

Número de artículo: CM0020882

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-SFXN2 de CamelBio detecta la proteína SFXN2 de 36 kDa en WB y ELISA, con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre transporte mitocondrial de serina y homeostasis del hierro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SFXN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLC56A2; SFXN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	118980
GeneID	118980
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-90 de la SFXN2 humana (NP_849189.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96NB2
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo