

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sfxn3 Para Wb, Elisa - Q9Bwm7

Número de artículo: CM0017214

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la sideroflexina-3 (SFXN3) humana, un transportador mitocondrial de serina. Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA en estudios de metabolismo de un carbono y transporte mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SFXN3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SFX3; SLC56A3; BA108L7.2; SFXN3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	81855
ID del Gen	81855
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de la SFXN3 humana (NP_112233.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BWM7
Peso Molecular de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo