

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sgcb (Beta-Sarcoglicano) Para Wb, Elisa - Q16585

Número de artículo: CM0029189

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SGCB humano (beta-sarcoglicano). Validado para WB y ELISA, reconoce proteínas humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el complejo sarcoglicano en investigación de distrofia muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SGCB Conejo pAb
Observaciones/Alias	A3b; SGC; LGMD2E; LGMDR4; SGCB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6443
GeneID	6443
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 94-318 de SGCB humano (NP_000223.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16585
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo