

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sgce Para Wb, Elisa - O43556

Número de artículo: CM0029784

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SGCE humano (épsilon-sarcoglicano), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar el complejo distrofina-glucoproteína y su papel en la distrofia muscular y los trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	SGCE Conejo pAb
Observaciones/Alias	ESG; DYT11; épsilon-SG; SGCE
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8910
GeneID	8910
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-317 de SGCE humano (NP_003910.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43556
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo