


Anticuerpo Policlonal Anti-Sgk3 Para Wb, Elisa - Q96Br1

Número de artículo: CM0026687



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la SGK3 humana (CISK/SGKL), reactivo contra humanos y ratones. Adecuado para Western blotting y ELISA. El objetivo es una serina/treonina quinasa que regula canales iónicos y el crecimiento celular. Se detecta una banda de 57 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SGK3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CISK; SGK2; SGKL; SGK3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	23678
GenelD	23678
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de la SGK3 humana (NP_037389.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96BR1
Peso de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo