

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sglt1 Para Wb, Elisa - P13866

Número de artículo: CM0011538



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el SGLT1 humano (cotransportador sodio/glucosa 1). Validado para WB y ELISA, con un peso molecular predicho de 73 kDa. Adecuado para investigación metabólica y de transporte.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo SGLT1
Observaciones/Alias	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6523
GeneID	6523
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 323-422 del SGLT1 humano (NP_000334.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13866
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo