


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Sgol1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Fbb7

Número de artículo: CM0022462



Introducción

SGOL1 Rabbit pAb (policlonal, Conejo, WB/IF/ICC/ELISA, Humano/Ratón/Rata) se dirige a Shugoshin 1 (Q5FBB7), un regulador mitótico clave de la cohesión. Para investigación en IVD y desarrollo de ensayos por CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SGOL1 Rabbit pAb
Notas/Alias	SGO; CAID; SGOL1; NY-BR-85
Especie	Humano
GeneID (Humano)	151648
GeneID	151648
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-100 de la SGOL1 humana (NP_612493.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5FBB7
Peso de la Proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo