

Anticuerpo Policlonal Anti-Sgpl1 Para If-P, Ihc-P, Elisa - 095470

Número de artículo: CM0026481



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SGPL1 humano (liasa S1P). Validado para IF-P, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre el metabolismo de esfingolípidos y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SGPL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPL; S1PL; NPHS14
Especie	Humano
GeneID (humano)	8879
GeneID	8879
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95470
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo