

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sgpl1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - O95470

Número de artículo: CM0009714



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SGPL1 para WB, IF, IHC-P, ELISA. Reconoce SGPL1 humano, de ratón y de rata (64kDa). Esencial para la investigación del metabolismo de esfingolípidos, apoptosis y homeostasis lipídica. Se envía en hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] SGPL1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SPL; S1PL; NPHS14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8879
GeneID	8879
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 301-400 del SGPL1 humano, NP_003892.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95470
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo