

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sgpl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95470

Número de artículo: CM0015790



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SGPL1 humano (Esfingosina-1-fosfato liasa 1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Apto para investigación de metabolismo lipídico y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SGPL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SPL; S1PL; NPHS14; SGPL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8879
GeneID	8879
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-390 de SGPL1 humano (NP_003892.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95470
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo