

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sgsh Para Wb Y Elisa - P51688

Número de artículo: CM0028373



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SGSH humano (N-sulfoglucosamina sulfohidrolasa), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de enfermedades de almacenamiento lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SGSH Conejo pAb
Observaciones/Alias	HSS; SFMD; MPS3A; SGSH
Especie	Humano
ID del Gen	6448
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 273-502 de SGSH humano (NP_000190.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51688
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo