


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sgta Para Wb, If/Icc, Elisa - O43765

Número de artículo: CM0029984



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-SGTA validado para aplicaciones de Western blot, IF/ICC y ELISA. Dirigido al co-chaperón humano SGTA involucrado en el control de calidad de proteínas y la inserción de proteínas de anclaje en la cola. Apto para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SGTA Conejo pAb
Observaciones/Alias	SGT; Vpu; SGT1; hSGT; alphaSGT; SGTA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6449
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de la SGTA humana (NP_003012.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O43765
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo