


Anticuerpo Policlonal Anti-Sh3Bgrl Para Wb, If/Icc, Elisa - 075368

Número de artículo: CM0022081



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína adaptadora SH3BGRL humana. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la regulación de la traducción y la ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	SH3BGRL Rabbit pAb
Observaciones/alias	SH3BGR; HEL-S-115; SH3BGRL
Especie	Humano
GeneID (humano)	6451
GeneID	6451
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-114 de SH3BGRL humano (NP_003013.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	075368
Peso de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo