


Anticuerpo Policlonal Anti-Sh3Bp2 Para Wb, Elisa - P78314

Número de artículo: CM0017191



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SH3BP2 humano (3BP2). Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón. El inmunógeno recombinante garantiza el reconocimiento específico de la proteína de unión al dominio SH3 2 en estudios de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SH3BP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	3BP2; CRBM; CRPM; 3BP-2; RES4-23; SH3BP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6452
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 392-561 de SH3BP2 humano (NP_001116153.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P78314
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo