

Anticuerpo Policlonal Conejillo Anti-Sh3GL1 Para Wb, Elisa - Q99961

Número de artículo: CM0027225

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra SH3GL1 humano (Endofilina-A2). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada hacia humano, ratón, rata y mono. Adecuado para estudios de endocitosis y tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejillo SH3GL1
Observaciones/Alias	EEN; CNSA1; SH3P8; SH3D2B; SH3GL1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	6455
ID Gen	6455
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 219-368 de SH3GL1 humano (NP_003016.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	Q99961
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo