


Anticuerpo Policlonal Anti-Sh3GL2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99962

Número de artículo: CM0026142



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la SH3GL2 humana (Endofilina-A1), validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de endocitosis mediada por clatrina y desarrollo neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SH3GL2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CNSA2; SH3P4; EEN-B1; SH3D2A; SH3GL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6456
GeneID	6456
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de la SH3GL2 humana (NP_003017.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99962
Peso Molecular	40kDa
Envío	Bolsa de hielo