


Anticuerpo Policlonal Anti-Sh3GL3 Para Wb, Elisa - Q99963

Número de artículo: CM0026446



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SH3GL3 (Endofilina-A3) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata. El inmunógeno de proteína recombinante de longitud completa asegura la especificidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	SH3GL3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CNSA3; EEN-B2; SH3D2C; SH3P13; HsT19371; SH3GL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6457
GeneID	6457
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 del SH3GL3 humano (NP_003018.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99963
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo