


Anticuerpo Policlonal Anti-Sh3Pxd2A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Tcz1

Número de artículo: CM0027011



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra SH3PXD2A (FISH, TKS5). Validado en WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón. Ideal para estudios de invadopodios, podosomas e invasividad del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SH3PXD2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FISH; TKS5; SH3MD1; SH3PXD2A
Especie	Humano
GeneID (humano)	9644
GeneID	9644
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 806-1105 del SH3PXD2A humano (NP_055446.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5TCZ1
Peso Proteico	125kDa
Envío	Bolsa de hielo