


Anticuerpo Policlonal Anti-Shank2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upx8

Número de artículo: CM0023681



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SHANK2 (proteína 2 de dominios SH3 y repeticiones anquirina múltiples) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en neurociencia sobre organización sináptica y trastornos del espectro autista.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SHANK2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SHANK; AUTS17; CORTBP1; CTTNBP1; ProSAP1; SPANK-3; SHANK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22941
GeneID	22941
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de SHANK2 humano (NP_036441.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UPX8
Peso Proteico	201kDa
Envío	Bolsa de hielo