

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sharpin Para Wb, Elisa - Q9H0F6

Número de artículo: CM0016554



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SHARPIN humano (SIPL1), para WB y ELISA. Detecta SHARPIN en humano, ratón y rata. Banda predicha de 40 kDa. Adecuado para investigación de señalización NF-kappa-B, inflamación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	SHARPIN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SIPL1; SHARPIN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	81858
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 de SHARPIN humano (NP_112236.3?).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0F6
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo