

Anticuerpo Monoclonal Anti-Shb De Conejo Para Wb, Elisa - Q15464

Número de artículo: CM0007634

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la SHB humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en transducción de señales, angiogénesis y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-SHB de conejo
Observaciones/Alias	bA3J10.2; SHB
Especie	Humana
GeneID (Humano)	6461
GeneID	6461
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 409-509 de la SHB humana (NP_003019.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15464
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo