

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Shb Para Wb Y Elisa - Q15464

Número de artículo: CM0014857

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SHB de alta calidad, validado para WB y ELISA. Detecta la proteína adaptadora B que contiene el dominio SH2 en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación de la transducción de señales y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SHB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	bA3J10.2; SHB
Especie	Humano
GeneID (humano)	6461
ID del gen	6461
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-400 de SHB humano (NP_003019.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15464
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo