

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Shbg Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04278

Número de artículo: CM0029574



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SHBG humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de transporte hormonal y procesos mediados por receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SHBG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABP; SBP; TEBG; SHBG
Especies	Humano
GeneID (humano)	6462
GeneID	6462
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-170 de SHBG humano (NP_001031.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04278
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo