


Anticuerpo Policlonal Anti-Shc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29353

Número de artículo: CM0030697



Introducción

El SHC1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta la proteína SHC1 en muestras humanas, de ratón y rata, dirigiéndose al adaptador de señalización en las vías de factores de crecimiento y Ras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SHC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SHC; SHCA; SHC1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6464
ID del Gen	6464
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de SHC1 humano (NP_001189788.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonal
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29353
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo