

Anticuerpo Policlonal Anti-Shc4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6S5L8

Número de artículo: CM0027138

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SHC4 humano (RaLP/hShcD). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta SHC4 humano y de ratón, una proteína adaptadora específica de melanoma implicada en la migración e invasión de tumores.

[Aprende más](#)

Especificación	Valor
Nombre del Producto	SHC4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RaLP, SHCD, SHC4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	399694
ID de Gen	399694
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-185 de SHC4 humano (NP_976224.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6S5L8
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo