

Anticuerpo Policlonal Anti-Shh De Conejo Para Wb, Elisa - Q62226

Número de artículo: CM0024348



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína Sonic hedgehog (SHH) de ratón, validado para WB y ELISA. Adecuado para muestras de ratón, humano y rata. Ideal para el estudio de señalización del desarrollo y la función de morfógenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SHH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Hx; Dsh; Hhg1; Hxl3; ShhNC; M100081; 9530036O11Rik; SHH
Especie	Ratón
GeneID	20423
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 187-281 de la SHH de ratón (NP_033196.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q62226
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo