

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ship1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92835

Número de artículo: CM0007921



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo SHIP1 validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Dirigido contra SHIP1 humano (Q92835), con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización inmunitaria y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo SHIP1
Observaciones/Alias	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
Especie	Humano
GeneID (humano)	3635
GeneID	3635
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1084-1178 de SHIP1 humano (Q92835)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q92835
Peso molecular	133 kDa
Envío	Bolsa de hielo