

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Shmt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P34897

Número de artículo: CM0018067



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SHMT2 para WB, IHC-P, ELISA. Detecta SHMT2 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios del metabolismo de un carbono, la función mitocondrial y la biosíntesis de timidilato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] SHMT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e; T2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6472
ID del gen	6472
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 265-504 de SHMT2 humano (NP_005403.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P34897
Peso proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo